

明日的领先技术。  
今日即可拥有。



Z4

**vhf**

精密。高速。  
独立。  
经济。



#### 最高精度

- Ultra-HD铣削和磨削
- 重工业质量
- 3μm重复精度



#### 最快速加工

- 修复时间不到10分钟
- 牙骨块夹紧时间2秒钟
- 100,000 rpm  
转速电动高频主轴



#### 完全独立性

- 12个生产商的30种牙骨块材质——数量仍在不断上升
- 11个生产商的超过140种钛合金与钴铬合金预制基牙
- 针对所有常见扫描仪和CAD软件接受验证
- 集成PC带有触摸屏和无线功能——无需笔记本电脑/平板电脑
- 内置压缩机——无需外部压缩空气供应



#### 最大经济性

- 清水——无需添加剂
- 易于学习，易于操控
- 24个月保修，放心无忧
- 源自vhf的理想补充：价格极具竞争力的耐用精密刀具

[vhf.de/Z4-en](http://vhf.de/Z4-en)



Made in Germany

**vhf**