

**DIE FÜHRENDE
TECHNIK VON MORGEN.
HEUTE ERHÄLTlich.**

Z4.



4

Achsen

1

Block

6

Wzg.

Nass

Schleifen
+
Fräsen

vhf
CREATING PERFECTION

PRÄZISE. SCHNELL. UNABHÄNGIG. WIRTSCHAFTLICH.




Höchste Präzision

- Fräsen und Schleifen in Ultra-HD
- schwere Industriequalität
- 3 µm Wiederholgenauigkeit



Schnellste Fertigung

- Restaurationen in unter 10 Minuten
- Blockeinspannung in 2 Sekunden
- elektrische Schnellfrequenzspindel mit 100.000 U/min



Größte Wirtschaftlichkeit

- klares Wasser – keine Zusätze nötig
- automatischer Wechsler für 6 Werkzeuge
- selbstöffnende Arbeitsraumtür und Schublade
- einfach zu erlernen, leicht zu bedienen
- sorgenfreie 24 Monate Garantie



Komplette Unabhängigkeit

- 30 Blockmaterialien von 12 Herstellern – Tendenz steigend
- >140 Titan- und CoCr-Prefab-Abutments von 11 Herstellern
- validiert für alle gängigen Scanner und CAD-Software
- vollständig integrierter Arbeitsablauf mit TRIOS Design Studio (3Shape), DWOS chairside (Dental Wings) und exocad ChairsideCAD
- integrierter PC mit Touchscreen und WLAN – kein Laptop/Tablet nötig
- eingebauter Kompressor – keine externe Druckluftversorgung nötig

WERKZEUGE & SOFTWARE

vhf-Präzisionswerkzeuge

- Schleifstifte und Fräser mit ausgefeilten Schneidengeometrien
- zur Bearbeitung aller Materialklassen: Wachs, PMMA, Zirkonoxid, Composites, Titan, Kobalt-Chrom und Glaskeramik
- erstklassige Standzeiten bei bester Qualität und attraktiven Preisen

vhf DentalCAM 7

- leistungsfähiges Softwarepaket mit offenem STL-Import für alle gängigen CAD-Programme
- optimierte CAM-Strategien für schnellstmögliche Bearbeitung
- perfekt angepasst an alle vhf Dentalfräsmaschinen – für zuverlässig erstklassige Resultate

PARTNER WELTWEIT



Dentalfräsmaschinen, Werkzeuge und Software von vhf werden exklusiv verkauft über OEM-Partner und Fachhändler. Sprechen Sie sie an.

dental.vhf.de

■ Made
■ in
■ Germany