

La tecnologia leader
di domani.
Disponibile oggi.



Z4

vhf

Precisa. Rapida. Indipendente. Economica.



Massima precisione

- Fresare e levigare in ultra HD
- Solida qualità industriale
- Precisione di ripetizione di 3 µm



Lavorazione rapidissima

- Restauri in meno di 10 minuti
- Serraggio dei blocchi in 2 secondi
- Mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000 giri/min.



Indipendenza completa

- 30 materiali dei blocchi di 12 produttori – tendenza in aumento
- >140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr di 11 produttori
- Convalida per tutti i comuni scanner e software CAD
- PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun laptop/tablet necessario
- Compressore integrato – nessuna alimentazione d'aria compressa esterna necessaria



Grande economicità

- Acqua pura – nessun additivo necessario
- Semplice da impostare, facile da usare
- Garanzia di 24 mesi per la massima spensieratezza
- L'integrazione ideale di casa vhf: utensili di precisione longevi a prezzi concorrenziali

vhf.de/Z4-en

Made in Germany

vhf